



Guida ai Tasti Rapidi

Tasti Rapidi per PC desk,
portatili e Touch screen



Questo documento elenca i tasti rapidi più usati per l'utilizzo di Dolphin SuperNova. Ci sono 3 edizioni di SuperNova:



Ingranditore



Ingranditore Vocale



Ingranditore e Screen Reader

Potete trovare un elenco di tutti i tasti rapidi di SuperNova nel manuale utente. Per aprire il manuale, premere F1 o cliccare sul pulsante "Aiuto" nel Pannello di Controllo di SuperNova. Per ottenere un aiuto contestuale e l'elenco dei tasti rapidi quando si utilizzano specifiche applicazioni, premere BLOCCA MAIUSCOLA + F1 dall'interno dell'applicazione.

Molti utenti preferiscono utilizzare i Tasti Rapidi predefiniti, poichè i tasti Voce più usati possono essere attivati premendo un singolo tasto. Quando un Tasto Rapido indica "TN - Tastierino Numerico" significa che il tasto si trova sul tastierino numerico, un gruppo di tasti generalmente posizionato sull'estrema destra della tastiera. In un computer portatile i tasti del Tastierino Numerico possono essere attivati tenendo premuto il tasto FN. Quando il Tastierino Numerico non è disponibile, oppure è difficile da utilizzare, si raccomanda di utilizzare il layout tastiera per PC portatile. In questo documento, i Tasti Rapidi per PC portatile che differiscono da quelli per PC da tavolo sono indicati in parentesi quadre.

Scelta Layout Tastiera e Tasti Rapidi

Quando SuperNova è attivo, aprire il Pannello di Controllo di SuperNova tenendo premuto il tasto CONTROL sinistro e premendo BARRA SPAZIATRICE. Quindi premere ALT + G per aprire il menu "Generale" e premere T per aprire la finestra di dialogo "Tastiera e Tasti Rapidi", dove è possibile scegliere il layout tastiera, la lingua tastiera e il gruppo di tasti rapidi preferiti. Premere OK per salvare eventuali modifiche e chiudere la finestra di dialogo.

Primi passi con SuperNova

Avvio di SuperNova

Supernova

CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + S

Versione demo

CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + D



Generale



Apri Pannello di Controllo SuperNova	CONTROL SINISTRO + BARRA SPAZIATRICE
Esci da SuperNova	BLOCCA MAIUSCOLA + F4
Aiuto di Dolphin	BLOCCA MAIUSCOLA + F1
Ignora la prossima combinazione di tasti e passa all'applicazione	CONTROL SINISTRO + 7 [BLOCCA MAIUSCOLA + 3]

Ingrandimento

Preferenze Ingrandimento



Ingrandimento On/Off	CONTROL SINISTRO + INVIO TN	[ALT + 0]
Aumenta Ingrandimento	CONTROL SINISTRO + PIU' TN	[ALT + ì ACCENTATA]
Diminuisce Ingrandimento	CONTROL SINISTRO + MENO TN	[ALT + APOSTROFO]
Panoramica	CONTROL DESTRO + TASTI FRECCIA SU/GIU'/DESTRA/SINISTRA	
Visualizza (Schermo Intero/Schermo Diviso/ Finestra Fissa/Lente/Lente Automatica)	CONTROL SINISTRO + 7 TN	[ALT + SHIFT + M]
Schema Colore On/Off	CONTROL SINISTRO + 0 TN	[ALT + SHIFT + C]

Riga Continua



Riga Continua dal Cursore	CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + 2 TN	[ALT + SHIFT + L]
Avvia/Interrompe scorrimento	BARRA SPAZIATRICE	
Modifica velocità scorrimento	FRECCIA SU/GIU'	
Spostamento avanti/indietro	FRECCIA DESTRA/SINISTRA	
Esci da modalità Riga Continua	ESC	

Monitor Multipli



Cambia Monitor	BLOCCA MAIUSCOLA + PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE
Comando di Windows per spostare le applicazioni tra i monitor	TASTO WINDOWS + SHIFT + FRECCIA DESTRA/SINISTRA

Preferenze Voce



Voce On/Off	CONTROL SINISTRO + 0	[ALT + CONTROL + 0]
Aumenta Volume	CONTROL SINISTRO + ì ACCENTATA	[ALT + CONTROL + Ì ACCENTATA]
Diminuisce Volume	CONTROL SINISTRO + APOSTROFO	[ALT + CONTROL + APOSTROFO]
Più Veloce	CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + ì ACCENTATA	[ALT + CONTROL + PAGINA SU]
Più lenta	CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + APOSTROFO	[ALT + CONTROL + PAGINA GIU']
Sintesi Successiva	CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + PIU'	[CONTROL + BLOCCA MAIUSCOLA + S]
Lingua Successiva	CONTROL SINISTRO + PUNTO	[CONTROL + BLOCCA MAIUSCOLA + L]
Arresta Voce	CONTROL SINISTRO	

Leggi testo (Premere questi tasti più volte per lo spelling o per informazioni aggiuntive)



Carattere	4 TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA SINISTRA]
Parola	5 TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA DESTRA]
Riga	6 TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA SU]

Ulteriori Informazioni sul testo (Premere più volte per lo spelling o informazioni aggiuntive)



Testo Selezionato	1 TN	[SHIFT + BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA GIU']
Riga al cursore	SHIFT SINISTRO + 1 TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + HOME]
Riga dal cursore	SHIFT SINISTRO + 2 TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + FINE]

Leggi Documenti



Leggi Da Qui	PIU' TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA GIU']
Clicca e Leggi da Qui	PULSANTE CENTRALE DEL MOUSE	
Arresta Leggi da Qui	CONTROL SINISTRO	
Apri Finestra Lettore Documento	BLOCCA MAIUSCOLA + PIU' TN	[ALT + SHIFT + D]

Leggi Parti di Finestre



Finestra Intera	9 TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + B]
Focus	0 TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + FRECCIA SU]
Barra di Stato	2 TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + PAGINA GIU']
Dove Sono? (Titolo Finestra e Focus)	7 TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + PAGINA SU]

Informazioni Aggiuntive



Modalità Descrivi Tasto On/Off	BLOCCA MAIUSCOLA + MENO	[BLOCCA MAIUSCOLA + 1]
Ora e Data	CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + BARRA TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + F12]
Stato Batteria	CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + PIU' TN	[SHIFT + BLOCCA MAIUSCOLA + B]

Impostazioni Annuncio



Durante la digitazione (Caratteri/Parole/Entrambi/Nulla)	BLOCCA MAIUSCOLA + Ò ACCENTATA	[BLOCCA MAIUSCOLA + 2]
Livello Verbosità Voce (Bassa, Media, Alta)	BLOCCA MAIUSCOLA + Ì ACCENTATA	[BLOCCA MAIUSCOLA + V]

Schermi Touch

Gesti con schermo Touch



Spostare l'ingrandimento sullo schermo	Scorrere con un dito in qualsiasi direzione
Legge testo alla posizione del dito (non attivo in SuperNova Ingranditore)	Premere e tenere premuto con un dito
Aumentare ingrandimento	Allargare con due dita
Diminuire ingrandimento	Avvicinare con due dita
Mostra/Nascondi Barra Touch di SuperNova	Singolo tocco con tre dita
Ingrandimento On/Off	Doppio tocco con tre dita

Il Cursore Dolphin fornisce accesso da tastiera per le applicazioni che generalmente richiedono il mouse. I tasti per lo screen reader continuano ad essere disponibili quando il Cursore Dolphin è attivo. SuperNova attiva il Cursore Dolphin automaticamente nelle applicazioni come browser web, quando il cursore dell'applicazione è limitato o non disponibile. E' possibile modificare questo comportamento automatico dal Pannello di Controllo di SuperNova nella finestra di dialogo Voce > Opzioni Avanzate.

Cursore Dolphin



Cursore Dolphin On/Off	MENO TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + Z]
Spostare il Cursore Dolphin al Cursore Applicazione	ASTERISCO TN	[BLOCCA MAIUSCOLA + APOSTROFO]

Navigare e Selezionare con il Cursore Dolphin



Per selezionare il testo usando il Cursore Dolphin, aggiungere SHIFT. Quindi premere CONTROL + C per copiare negli Appunti di Windows.

Riga o Carattere Successivo/Precedente	TASTI FRECCIA
Parola successiva/precedente	CONTROL SINISTRO + FRECCIA DESTRA/SINISTRA
Inizio/Fine riga	HOME/FINE
Inizio/Fine Documento o Finestra	CONTROL SINISTRO + HOME/FINE
Oggetto successivo/precedente compresi link e controlli	TAB/SHIFT + TAB
Finestra successiva/precedente	CONTROL SINISTRO + TAB/CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + TAB
Spostamento per cella in una tabella	BLOCCA MAIUSCOLA + TASTI FRECCIA [ALT + CONTROL + FRECCIE]

Tasti di Navigazione Rapida con Cursore Dolphin



Quando si naviga in pagine web, usare questi tasti per spostarsi all'elemento successivo, aggiungere SHIFT per spostarsi all'elemento precedente.

Marcatore ARIA	ò	Titolo	H	Livello titolo specifico	1 - 6
Paragrafo	P	Tabella	T	Link	K
Area di Edit	E	Pulsante	B	Pulsante di opzione	R
Casella Controllo	X				

Sono disponibili ulteriori tasti di scelta rapida per una miglior navigazione delle pagine web e altre applicazioni. Premere BLOCCA MAIUSCOLA + F1 dall'interno nell'applicazione per visualizzare la lista completa.

Controllo Mouse con Cursore Dolphin



Click Sinistro al Link o al Controllo corrente	INS	[BLOCCA MAIUSCOLA + 8]
Click Destro al Link o al Controllo corrente	CANC	[BLOCCA MAIUSCOLA + 9]
Sposta Puntatore Mouse al Cursore Dolphin	CONTROL DESTRO + CANC	[BLOCCA MAIUSCOLA + ` ACCENTATA]
Seleziona e trascina con tasto sinistro del Mouse	CONTROL DESTRO + HOME	[CONTROL + BLOCCA MAIUSCOLA + 8]
Seleziona e trascina con tasto destro del Mouse	CONTROL DESTRO + SHIFT DESTRO + HOME	[CONTROL + BLOCCA MAIUSCOLA + 9]
Termina Trascinamento	CONTROL DESTRO + FINE	[CONTROL + BLOCCA MAIUSCOLA + 7]

Lista Utilità



NOTA: Alcune liste sono disponibili solo in alcune applicazioni Office e browser web.

Apri Lista Utilità:	BLOCCA MAIUSCOLA + TAB	
Titoli	BLOCCA MAIUSCOLA + 2	[BLOCCA MAIUSCOLA + F6]
Link	BLOCCA MAIUSCOLA + 1	[BLOCCA MAIUSCOLA + F7]
Icone nel System Tray	BLOCCA MAIUSCOLA + 0	[BLOCCA MAIUSCOLA + F11]

Braille



Braille On/Off	CONTROL SINISTRO + SHIFT SINISTRO + 0	[CONTROL + BLOCCA MAIUSCOLA + 0]
Verbosità Braille	SHIFT SINISTRO + BLOCCA MAIUSCOLA + ` ACCENTATA	[CONTROL + BLOCCA MAIUSCOLA + V]

I comandi braille sono assegnati ai pulsanti del display braille Braille e dipendono dalla marca e dal modello del display. Usare la modalità Descrivi Tasto per scoprire le funzioni del pulsante per il vostro display braille.



Premere **BLOCCA MAIUSCOLA + F1** in qualsiasi applicazione (Word, Outlook ecc.) e l'Aiuto di SuperNova fornirà: suggerimenti di base, tasti rapidi utili per le applicazioni e per SuperNova.



Il sito Dolphin contiene anche utili video e tutorial per imparare ad usare il software. Visitate www.YourDolphin.com/support



Per ulteriore assistenza, Dolphin ha dedicato un team di supporto per rispondere alle vostre domande inerenti SuperNova:

UK & Resto del mondo

Tel: +44 (0)1905 754765

Email: support@yourdolphin.com

Nord America

Tel: 1 888 519 4694

Email: supportus@yourdolphin.com



Se avete acquistato SuperNova da un distributore internazionale di Dolphin, potete contattarlo per ricevere assistenza. Visitate www.YourDolphin.com/dealers per trovare il distributore più vicino a voi.